



AseptoRobot Clean



Krachtig chloorvrij alkalisch reinigingsmiddel voor automatische melksystemen (AMS), standaard melkapparatuur en melkkoeltanks.

- ▲ Geschikt voor elk type AMS op basis van hittereiniging
- ▲ Ontwikkeld voor reiniging met heet water (70 - 95 °C)
- ▲ Vrij van chloor

TOEPASSING

1- AMS: volg de reinigingsprocedure voor het AMS. Te gebruiken met het robotreinigingsprogramma in afwisseling met **HorolithRobot**.

2- Melkapparatuur (non AMS): Voorspoelen met water. Reinigen met **AseptoRobot Clean** bij een concentratie van 0,5% (minimaal 10 minuten bij 40 °C - 50 °C). Naspoelen met water van drinkwaterkwaliteit. In dagelijkse afwisseling met **HorolithRobot** gebruiken.

FUNCTIES EN VOORDELEN

AseptoRobot Clean is een chloorvrij alkalisch product voor het reinigen van het AMS. Het product is geschikt voor elk type AMS, bij voorkeur bij reinigingsprogramma's waarbij gebruik wordt gemaakt van heet water. Het kan ook worden gebruikt voor het reinigen van andere melkapparatuur, inclusief koeltanks.

De **Robot** producten zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in AMS.

LOGISTIEK

Verpakking	27 kg
Productcode	2321740
EAN-code	4028162321746

SDS bladen zijn op aanvraag beschikbaar voor de professionele gebruiker of te downloaden op www.nl.ecolab.eu. Een productinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.



SPECIFICATIES

AseptoRobot Clean	
Voorkomen	Lichtgele vloeistof
Actieve substantie	Natriumhydroxide, waterverzachter
pH bij 20 °C	13,5 - 14,0
Dichtheid bij 20 °C (g/cm ³)	1,34 - 1,38
Opslagtemperatuur	0 °C tot +50 °C